

КриоПинцет

Инструмент с возможностью захвата и фиксации образования

КриоПинцет предназначен для проведения локальной криодеструкции патологически изменённых тканей, включая доброкачественные новообразования кожи и слизистых оболочек. Инструмент обеспечивает точечное воздействие холодом с возможностью захвата и фиксации образования.



Области применения

- Дерматология
- Косметология
- Гинекология
- Урология

Принцип работы

Рабочие губки КриоПинцета выполнены из металла с высокой теплопроводностью и теплоёмкостью. При предварительном охлаждении в жидком азоте инструмент аккумулирует холод и передаёт его непосредственно в ткань при контакте.

Преимущества

КриоПинцет имеет компактную эргономичную форму. Рабочие губки обеспечивают надёжный захват тканей, а разборная конструкция облегчает обработку и стерилизацию.

Конструкция пинцета позволяет

- Фиксировать новообразование между губками;
- Обеспечивать равномерное охлаждение с двух сторон;
- Снижать риск повреждения окружающих тканей;
- Повышать точность и контролируемость процедуры.

КриоПинцет — новый уровень точности в криодеструкции




КриоПинцет

Больше контроля Меньше ошибок Выше результат

КриоПинцет — это современный инструмент для удаления новообразований с помощью холода, который объединяет в себе сразу две функции: точный захват и эффективную криообработку.

Инструмент позволяет врачу полностью контролировать процесс — от фиксации образования до равномерности воздействия.



Клинические преимущества

- Снижение риска ожога и повреждения окружающих тканей
- Более аккуратное заживление
- Повышение удовлетворенности пациентов
- Предсказуемый результат с первого раза

Когда КриоПинцет особенно эффективен?

- Папилломы
- Фибромы
- Кожные образования на ножке
- Небольшие новообразования в деликатных зонах

Почему выбирают КриоПинцет?

- Максимальная точность воздействия. Вы воздействуете строго на образование, практически не затрагивая здоровые ткани.
- Контроль глубины и зоны заморозки. За счёт контакта с двух сторон холод распределяется равномерно и предсказуемо.
- Удобство в работе. Инструмент четко фиксирует образование — не нужно «ловить» его аппликатором.
- Быстрее процедуры. Сокращается время манипуляции за счёт точного позиционирования и стабильного контакта.
- Идеален для сложных зон. Лицо, веки, шея, интимная зона — там, где важна максимальная аккуратность.

