

Криораспылитель на жидком азоте для дерматологии и криохирургии

CryoSkin – криораспылитель, специально разработанный для использования в дерматологии и криохирургии. Криоаппарат позволяет распылять под давлением жидкий азот на обрабатываемую зону с помощью специальных наконечников-распылителей. В стандартный комплект входит 9 моделей наконечников. **CryoSkin** можно также использовать с наконечниками-зондами (4 шт.) для контактного охлаждения или с плоским распылителем для создания потока холодного газа.



Криоаппарат **CryoSkin** изготовлен из нержавеющей стали и имеет вакуумную теплоизоляцию.

Технические характеристики

Вместимость жидкого азота	0,3 л
Вес пустого аппарата	0,59 кг
Вес аппарата с жидким азотом	0,84 кг
Диаметр	63 мм
Высота	280 мм
Время полного испарения ж/а в статичном состоянии	11 часов

Стандартный набор криораспылителей



1.	Переходник	
2.	Прямой Ø 0,6 мм	длина 12 мм
3.	Угловой Ø 0,6 мм	длина 11 мм
4.	Прямой Ø 0,6 мм	длина 37 мм
5.	Угловой Ø 0,4 мм	длина 11 мм
6.	Прямой Ø 0,4 мм	длина 25 мм
7.	Прямой Ø 0,4 мм	длина 12 мм

Дополнительный набор наконечников-зондов контактного типа



1.	Зонд Ø 12 мм	(кат.№ 3725330)
2.	Зонд Ø 6 мм	(кат.№ 3725329)
3.	Зонд Ø 3 мм	(кат.№3725328)
4.	Зонд Ø 2 мм	(кат.№3725327)
5.	Плоский распылитель	(кат.№3725331)

Для работы с криораспылителем дополнительно может быть поставлена система хранения и выдачи жидкого азота:

1. Сосуд Дьюара типа L 2025 на 25 л
2. Переливное устройство с манометром и предохранительным клапаном
3. Держатель для CryoSkin
4. Колесная база для сосуда на 4-х колесах

